

Liktorn plaster



VARENUMMER: 4531
NAF NUMMER: 810938

EGENSKAPER:

- Myke og skånsom mot huden
- Avlaster trykket på liktornen/ilkene fra fottøy, og reduserer smertene
- Forebygger videreutvikling av tykk hud
- Hypoallergen klebemasse

BRUK:

- Rens området som skal avlastes og la det tørke. Dette for å sikre at plasteret sitter godt.
- Fjern dekkpapiret. Sett plasteret sentralt over området som skal beskyttes.
- Skift plaster daglig.

SALGSARGUMENTER:

- Myke og skånsom mot huden
- Avlaster trykket på liktornen/ilkene fra fottøy, og lindrer smerte
- Friksjonsdempende og forebygger videreutvikling av tykk hud
- To ulike størrelser
- Enkelt og brukervennlig - dekkpapiret er enkelt å fjerne ved påsetting og opprettholder god kvalitet på limet

INNEHOLDER

4 stk / dia 3 cm / 1,4 cm hull
9 stk / dia 2 cm / 0,7 cm hull



Norgesplaster®