

Robust plaster



VARENUMMER: 4124

NAF NUMMER: 826651

BRUKSOMRÅDE:

- Til små sår, kutt og rift
- Tåler tøff bruk

EGENSKAPER:

- Elastisk, vannavstøtende tekstil
- Hudvennlig lim
- God klebekraft
- Sårputen fester seg ikke i såret
- Klippeplaster

INNEHOLDER

- Sinkoksid lim

STØRRELSER

- 10 stk / 60x100mm
- Putestørrelse 20x100mm

BESTILLINGSENHET

- 10 stk esker

Norgesplaster®