

# Universal plaster



**VARENUMMER:** 4127

**NAF NUMMER:** 901958

**BRUKSOMRÅDE:**

- Til små sår, stikk, kutt og rift
- Til tildekking av kviser, vorter, føflekker, små stikk og rifter

**EGENSKAPER:**

- Hudvennlig, hypoallergent lim
- Sårputen fester seg ikke i såret
- Vannavstøtende
- Pustende

**INNEHOLDER**

- Polyacrylat lim
- Microperforert PE-film

**STØRRELSER**

- 5 stk / 25x70mm / putestr 15x22mm
- 5 stk / 20x70mm / putestr 13x22mm
- 4 stk / 10x40mm / putestr 10x10mm
- 4 stk / dia 23mm / putestr 10x10mm

**BESTILLINGSENHET**

- 10 stk esker

**Norgesplaster®**